

Biological Presurgery Screening

aPTT

STA[®]-C.K. Prest[®]
STA[®]-Cephascreen

if APTT prolonged



Mixing study

No correction

Lupus Anticoagulants
Screening

Correction

Facteur VIII
assay

STA[®]-Deficient VIII
STA[®]-ImmunoDef VIII
TriniCHROM Factor VIII:C

Facteur IX
assay

STA[®]-Deficient IX
STA[®]-ImmunoDef IX

Facteur XI
assay

STA[®]-ImmunoDef XI

Facteur XII
assay

STA[®]-ImmunoDef XII

VWF:Rco

STA-VWF :Rco

VWF:Ag

STA[®]-Liatest VWF:Ag

VWF:CB

Asserachrom[®] VWF:CB

VWF:FVIII B


Asserachrom[®] VWF:FVIII B

Fibrinogen

STA-Liquid Fib

Prothrombin
Time

STA-NeoPTimal



if PT prolonged

Facteur II
assay

STA-Deficient II

Facteur V
assay

STA-Deficient V

Facteur VII
assay

STA-Deficient VII

Facteur X
assay

STA-Deficient X